

DALI®

La prima terapia con sangue intero in caso di ipercolesterolemia

Terapia

DALI® strumento di aferesi con sangue intero per l'adsorbimento del colesterolo LDL e Lp(a) in pazienti affetti da grave ipercolesterolemia o dislipoproteinemia mista

Macchina


Art o Art Universal

Anticoagulazione

- Somministrazione automatica di soluzione anticoagulante di citrato (ACD-A)

Materiale di consumo

| | |
|--------------|--|
| Il kit DALI® | contiene: |
| | Adsorbente DALI® (500, 750, 1000, 1250) |
| | Soluzione di citrato (ACD-A) |
| | Soluzione NaCl |
| | Linee |
| | Sacca raccolta scarico |



Fresenius Medical Care

Deutschland: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH - 61346 Bad Homburg v.d.H. - Telefon: +49 (0) 6172-609-0 Fax: +49 (0) 6172-609-2191
Firmensitz: Else-Kröner-Straße 1 - 61352 Bad Homburg v.d.H.

Italia: Fresenius Medical Care Italia S.p.A. - Via Crema, 8 - 26020 Palazzo Pignano (CR) - Telefono: +39 0373-9741 Fax: +39 0373-974201

www.fmc-ag.com